

お客様各位

弾性ストッキング「レッグサイエンス舞」の自主回収についてのご案内

Gunze株式会社が製造販売しております弾性ストッキング「レッグサイエンス舞」（届出番号：26B1X00010000027）において、製品箱に記載のサイズと中身（製品）のサイズが異なる可能性があることが判明いたしました。

製造所の調査結果から、包装作業を同日に行なっており、「レッグサイエンス舞」のMサイズの製品が当該Lサイズロット中に含まれている可能性があり、自主回収をすることと致しました。（当該Lロット 205 箱/足）

詳細内容：次の製品において、製品箱に記載のサイズと中身（製品）のサイズが異なる可能性があります。

弾性ストッキング「レッグサイエンス舞」（届出番号：26B1X00010000027）

品番	ロット番号	サイズ	数量
LSM002-LP	170840818	Lサイズ	205（箱/足）

危惧される具体的な健康被害

ご使用者が、Lサイズ・Mサイズのサイズが異なったものを着用されることによる影響が考えられます。足サイズがLサイズのご使用者がMサイズを着用された場合、Lサイズを着用された場合と比べて足首部により高い圧迫圧が加わることが考えられます。しかし、足サイズがLサイズのご使用者がMサイズを着用された場合であっても、足首部にかかる圧迫圧は添付文書に記載の範囲内（27～40hPa）であることを確認しております。また、本品は、下肢知覚のある方がご使用されるため、不快感や違和感を感じた場合はご使用を中止されると考えられることより、本事象により、重篤な健康被害に至る可能性はないと考えられます。

なお、現在までに、本事象に起因する健康被害の報告は受けておりません。

また、本件についてご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【 本件に関するお問い合わせ先 】

Gunze株式会社 メディカル事業部

TEL：0773-42-8035 FAX：0773-42-8593

（担当：佐合茂・島本偉志）