

医療用弾性ストッキング

GUNZE MEDICAL LEG SCIENCE

レッグサイエンス



エム・シー・メディカル株式会社



レッグサイエンスは、 日本人の体型に合わせて設計された 医療用の弾性ストッキングです。

レッグサイエンスは、Gunze が独自に収集した、日本人の豊富な足型データを元に設計されています。日本人の体型に合わせて末梢から中枢に向かい漸減的に圧力を加えるレッグサイエンス独自の編み方により、静脈血のうっ滞を予防し、還流の増加を促します。



つま先&かかと ポジションマーカー

つま先と踵にポジションマーカーを加え、正しく着用することができます。



幅広い口ゴム

口ゴムを縦幅、横幅とも広げることで過度な締め付けを軽減する事が期待できます。



ねじれサインライン

ストッキングのすね側にねじれサインラインを採用し、着用時のねじれの有無を容易に確認することができます。







モニターホール

足の血流を確認する為の、モニターホールを採用しています。また、モニターホールの皮膚接触部位は凹凸のない、皮膚に優しい加工を施しています。




Ordering Information

レッグサイエンスは、SSサイズからLLサイズまで幅広いサイズからお選びいただけます。

	サイズ	カタログ番号	足首まわり (単位:cm)	ふくらはぎまわり (単位:cm)	入数	サイズ識別 カラー
	SS	KBS001-SS	15~19	24~30	10	オレンジ
	S	KBS001-S	17~21	28~34	10	イエロー
	M	KBS001-M	19~23	32~38	10	グリーン
	L	KBS001-L	21~25	36~42	10	ブルー
	LL	KBS001-LL	24~28	40~46	10	パープル

医療機器届出番号: 27B1X00173600024
販売名: LEG SCIENCE (レッグサイエンス)

販売元

 エム・シー・メディカル株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー12階
TEL: 03-5715-2800 FAX: 03-5715-2801
<https://www.mcmed.co.jp/>



改良のため予告無く仕様を変更することがあります。
作成日: 2025年9月第4版